External Dumper

External Dumper - программа создания dump файлов из ПО Atom 3.3. Передача данных выполняется с использованием станрартного потока вывода.

Author Information:

<u>ВМК-Оптоэлектроника</u>, г. Новосибирск 2024 г.

Павел Ващенко (vaschenko@vmk.ru)

Installation

Установка Python

Для работы требуется установить Python версии 3.10 и выше. *Ссылку на последнюю версию можно скачать* <u>здесь</u>.

Установка виртуального окружения

Зависимости, необходимые для работы приложения, необходимо установить в виртуальное окружение env . Для этого в командной строке необходимо:

- 1. Зайди в директорию с приложением: cd C:\external_dumper\;
- 2. Создать виртуальное окружение: python -m venv env;
- 3. Активировать виртуальное окружение: env\Scripts\activate.bat;
- 4. Установить зависимости в виртуальное окружение: pip install -r requirements.txt;

Создание исполняемого файла

Для создания dump файлов с использованеем исполняемого файла .exe требуется:

- в директории с проектом (C:\external_dumper\) активировать виртуально окружение;
- собрать приложение в исполняемый файл (.exe) можно, выполнив в коммандной строке комманду:
 - pyinstaller external_dumper.spec";
- после выполнения комманды следует скопировать исполняемый файл из C:\external dumper\dist\ B /Atom x64 3.3/External/;

Установка ПО "Атом"

- 1. Установить <u>ПО "Атом"</u> в новую директорию (например, С:\Atom x64 3.3\);
- 2. Создать директорию External в C:\Atom x64 3.3\ и распаковать туда содержимое архива stoichiography.zip;
- 3. Включить в конфигураторе инструмент "Выполнение внешних программ";
- 4. Указать в инструменте путь внешней программы External Dumper.exe (например, C:\Atom x64 3.3\External\External Dumper.exe).